

Pickav

Material radiopaco a base de hidroxido de calcio

Indicaciones:

Pickav es un cemento que fragua formando una masa sólida, apta para ser utilizada en la protección de la vitalidad pulpar en todo tipo de restauraciones. Esta acción protectora se debe al contenido de hidróxido de calcio que crea un medio apropiado para la calcificación de la dentina e inhibe el desarrollo bacteriano.

Precauciones:

- No use este producto después de la fecha de caducidad.
- USO EXCLUSIVO A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS.

Instrucciones

Utilice cantidades aproximadamente iguales de pasta base y pasta catalizadora (1,16:1,00 en peso) colocándolas sobre un bloque de papel.

Resulta conveniente realizar la mezcla con una espátula para asegurar el mezclado homogéneo. Llevar el material a la cavidad con un instrumento de extremo esférico. El tiempo total de mezcla no necesita superar los 40 segundos para las cantidades habitualmente utilizadas. El fraguado se produce entre 1'30" a 5 minutos a 23°C, y

40-60 % humedad. Se debe tener en cuenta que el fraguado puede ocurrir más rápidamente en la boca, o en condiciones de temperatura y, fundamentalmente, de humedad más elevadas.

La resistencia mecánica de Pickav permite la condensación de la amalgama. Sin embargo, diversos estudios han establecido que no es aconsejable dejar la restauración apoyada sobre cementos de este tipo.

El almacenamiento del producto a temperaturas elevadas puede producir separación de las fases sólidas y líquidas en el interior de los tubos.

Presentación

- 1 tubo pasta base de 13 g
- 1 tubo pasta catalizadora de 11 g

Condiciones de Almacenamiento y Conservación:

Guarde en el lugar seco y fresco con los recipientes bien sellados.

Pickav

Radiopaque calcium hydroxide base material

Indications

Pickav is a cement that sets to a solid mass that can be used for pulpal vitality protection under every type of restoration. This effect is due to the calcium hydroxide that creates an environment that favors dentin

calcification and inhibits bacterial growth.

Precautions:

- Do not use this product after the expiry date.
- EXCLUSIVE USE FOR HEALTH PROFESSIONALS AND INSTITUTIONS.

Instructions

Use approximately equal amounts of base paste and catalyst paste (1.16:1.00 by weight) dispensing them on a paper pad.

It is convenient to prepare the mix with a small spherical-ended instrument that can be also used to place the material on the tooth areas where it is needed.

The total mixing time need not exceed 40 seconds for the quantities normally used. Setting occurs between 1'30' to 5 minutes at 23°C, and 40-60 % humidity. It should be noted that setting may occur more rapidly in the mouth, or in conditions of higher temperature and, especially, higher humidity. The mechanical strength of Pickav allows for condensation of the amalgam. However, several studies have established that it is not advisable to leave the restoration resting on cements of this type.

The storage of the product at high temperatures can lead to separation of the solid and liquid phases inside the tubes.

Package

1 tube base paste 13 g
1 tube catalyst paste 11 g

Storage and Conservation:

Store in dry and cool place with well sealed containers.

Autorizado por la ANMAT PM 1691 - 17

Director Técnico:

Leandro A. Liria. MP 16212. Farmacéutico
970510 Rev 01H - Fecha de publicación /
Publication date (2025-02)



LABORATORIOS SL S.A.

Curupaytí 2611- B1644GDC - San Fernando
Argentina - www.subiton.com