



 LABORATORIOS SL S.A.

Subiton

LÍNEA QUIRÚRGICA
SURGICAL LINE

Cifoplastía
Kyphoplasty

La Empresa The Company



Laboratorios SL fue fundada en 1950, como fábrica de productos odontológicos. En sus principios, produjo sólo materiales dentales bajo licencia suiza. Desde su inicio, la compañía tuvo un fuerte enfoque de innovación y crecimiento. Es así como unos 10 años después de su fundación, **Laboratorios SL** empezó a manufacturar productos para distintas especialidades, incluyendo la neurocirugía, traumatología y radiología. La empresa entiende que su éxito está basado en una sólida y capacitada estructura de Recursos Humanos. Actualmente emplea a más de 120 personas de diversas especialidades; y cuenta con 4.000 metros cuadrados de producción y administración.

Laboratorios SL exporta más del 65% de su producción a 70 países, -incluyendo América,

Europa, Norte de África, Medio Oriente y Lejano Oriente- y cuenta con un sólido sistema de calidad que ha diferenciado a sus productos a lo largo del tiempo, consolidándolos como estándar de calidad. La empresa cuenta con certificación ANMAT, BPF (Buenas Prácticas de Fabricación), norma ISO 13485 y certificación CE (Europa). Actualmente, **Laboratorios SL** se afirma como empresa líder en el mercado médico, posicionándose como competidor internacional de productos de especialidad.

Nuestra filosofía siempre continuará basándose en la innovación y desarrollo constante, captando las necesidades de nuestros clientes y transformándolas en productos de alta calidad y confiabilidad.

Laboratorios SL was founded in 1950, as a manufacturer of dental products. At first we only produced dental materials under a Swiss license. Since the very beginning, the company had a strong focus on innovation and growth. This is why about 10 years after being founded, **Laboratorios SL** began manufacturing products for different disciplines, including neurosurgery, orthopedics and radiology. The Company bases its success on its solid Human Resources structure. Currently, **Laboratorios SL** employs more than 120 employees of diverse specialties; and counts with a total 4000 square meters of manufacturing and administration. **Laboratorios SL** exports more than 65% of its production to over 70 countries, including America, Europe, North of Africa, Middle and Far East; and relies on a solid quality system which has

differentiated its products from the competition, positioning them as a quality standard.

The Company is certified by ANMAT, GMP (Good Manufacturing Practices), ISO 13485 and CE (Europe).

Laboratorios SL has gained the status of market leader in the medical field, positioning itself as an international competitor of specialty products.

Our philosophy will always be based in innovation and constant development, understanding our customer's needs and transforming them into high quality, reliable products.

Cifoplastía Kyphoplasty



Subiton VTP CIFO

Cemento quirúrgico para cifoplastía.

Indicado en la fijación y relleno de cuerpos vertebrales. Su aplicación se realiza a baja presión mediante un dispositivo de inyección e instrumentación endovertebral (Cifoplastía por balón o instrumental).

Mayor viscosidad que la de los cementos para Vertebroplastía.

Baja temperatura de fraguado.

Alta radiopacidad.

Surgical cement for kyphoplasty.

Subiton VTP CIFO acrylic bone cement has been designed and is recommended for filling vertebral bodies. Its application is performed at low pressure by means of a kyphoplasty injection system.

Higher viscosity than vertebroplasty cements.

Low setting temperature.

High radiopacity.

Presentación / Presentation:

20g + 9ml - REF 880840



Set Subiton CIFO

Sistema de cifoplastía por balón.

El Set Subiton CIFO es un sistema completo para el tratamiento percutáneo de cuerpos vertebrales según la técnica de Cifoplastía por Balón.

Contenido:

1 Alambre guía de Kirschner de 2mm de diámetro / 1 Mandril porta alambre / 1 Aguja de punción 3 x 150 mm / 1 Aguja para Cifoplastía 4 x 150 mm / 1 Martillo / 1 Fresa con manija 3.9 x 200 mm / 1 Mandril romo empujador de cemento / 1 Balón para Cifoplastía / 1 Jeringa para inflado de balón con manómetro / 1 Vaso / 1 Espátula / 3 Cánulas de aspiración / 1 Tubo Conector / 3 Jeringas de 3 cc.

Balloon kyphoplasty Set.

Set Subiton CIFO is a complete system used for percutaneous treatment of vertebral bodies by means of the balloon kyphoplasty technique.

Content:

1 2 mm diameter Kirschner guide wire / 1 Chuck guide wire / 1 Bone puncture Needle (3 x 150 mm) / 1 Kyphoplasty Needle (4 x 150 mm) / 1 Surgical Hammer / 1 Drill with handle (3.9 x 200 mm) / 1 Blunt cement pushing rod / 1 Kyphoplasty Balloon / 1 Balloon Inflation Syringe with pressure gauge / 1 Cement mixing container / 1 spatula / 3 Cement aspiration cannulas / 1 Connector Tube / 3 Syringes (3 cc).

10 mm REF 880672

15 mm REF 880673

20 mm REF 880674

MINI SET

Subiton CIFO

1 Aguja para Cifoplastía 4 x 150 mm +
1 Balón para Cifoplastía.

1 Kyphoplasty Needle (4 x 150 mm) +
1 Kyphoplasty Balloon.

REF 880794 - Ø 10 mm

REF 880795 - Ø 15 mm

REF 880796 - Ø 20 mm

BONE FILLER

Subiton CIFO

1 Bone Filler para Cifoplastía.

1 Kyphoplasty Bone Filler.

REF 881931

AGUJA

Subiton CIFO

1 Aguja para Cifoplastía 4 x 150 mm.

1 Kyphoplasty Needle (4 x 150 mm).

REF 880671



Desde 1950 al
servicio de la Salud.

Serving the Medical
Industry since 1950.

